

روش اندازه گیری دیستال کاپ وگنر

برای انتخاب دیستال کاپ طبق سایز لاینر، از جدول زیر استفاده نمایید.

Article No	Distal Thickness	Distal Circumference	for Silicone Socket Size
4W2000-06	5mm	6cm	14
4W2000-07	5mm	7cm	16
4W2000-09	5mm	9cm	18
4W2000-11	5mm	11cm	20/21
4W2000-12	5mm	12cm	22
4W2000-14	6mm	14cm	23.5
4W2000-16	6mm	16cm	25
4W2000-17	6mm	17cm	26.5
4W2000-19	6.5mm	19cm	28
4W2000-20	7mm	20cm	30
4W2000-22	7mm	22cm	32
4W2000-24	7mm	24cm	34

